

ANOTHER SOLUTIONS

# APK 2510

## VALVE CONTROLLER



### 제품 설명

APK2510은 Gas Chromatograph에 Sample Loop를 통한 시료의 정량 주입 시 사용되는 유닛입니다. 다양한 GC와 연동되며 자동 주입이 가능합니다. 자사의 APK2600과 연동 시 다수의 시료를 연속 분석할 수 있습니다.

### 제품 특징

- Sample Loop를 이용한 시료 표준물질 정량 주입
- 다양한 Gas Chromatograph와의 호환 가능
- 안정적인 시료 주입
- 작은 사이즈로 공간 활용 용이
- APK2600과 연동하여 최대 16개의 Sample 자동 분석

### 적용처

- Ethylene Oxide, Propylene Oxid 분석
- Gas Product(사실,플렌트) 연속 분석
- 고농도 성분 직접 주입 분석

### 제품 스펙

#### SPECIFICATIONS

Valve	6Port, 2Position Type
Valve Control	Air Actuator Type (Solenoid Valve)
Flow Control	Ball Flow meter (Range : 1 ~200cc/min)
Pump	Max Flow 10L Vacuum Pump
Solvalve Control	GC Event Output DC24V
Dimension	110 x 210 x 150 (W x D x H mm)

### ANALYSIS DATA

